



Стол массажный стационарный

Артикул	Модель	Вариант исполнения
TS100	SUPERIOR	FIX-MT2
TS200	SUPERIOR2	FIX-MT2
TS300	SUPERIOR	FIX-MT2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




1. Откройте коробку, вытащите все детали. Положите картон на пол, расположите основу стола подушкой вниз. См. рисунок ниже.



2. Закрепите 4 ножки на раме.



3. Закрепите основание



4. Переверните стол и поставьте его на пол.



Отрегулируйте высоту и прикрепите подголовник.